

DIGEST CATALOG

FULL LINE UP INFORMATION

2026 ~



検体検査

医工連携

病理&組織化学

遺伝子診断

除菌・脱臭

その他製品



JOKOH

血液から透析液まで対応する歴史と実績！



オートサンプラーあり



オートサンプラーなし



全自動電解質分析装置（IoNEX）

製造販売届出番号：14B2X00025000057

▶ 測定項目はNa、K、Cl、Ca、pHの5項目

→8つの組み合わせから選択可能。

▶ 幅広い測定対象

→全血、血清、血漿、尿（希釈）調整透析液、調整透析A液、調整透析B液

▶ ちょうど良い

→設置面積A3サイズ。タッチパネル式カラーLED。

▶ 用途に合わせたラインナップから選択

→オートサンプラーorシングルタイプ。温調ユニットありorなし。

医 工 連 携

医療現場の声から生まれた特長ある製品！！



シーラー法 離脱イメージ

①留置針と回路が接続された状態で、動脈、静脈回路をダイアライザーシーラーを用いて離断。

②シートで保護し、テープでしっかり固定した後、離脱する。

新入社員の方や離脱に慣れていない方でも離脱可能！



緊急離脱の比較動画

感染性廃棄物シーラー

▶ 感染対策

→血液回路を密閉することで血液汚染や飛散を防止します。

▶ 災害への備え

→超音波方式採用。

数秒でチューブを密閉できるので、迅速な緊急離脱が可能。

▶ SDGs

→分断した廃棄物を効率的に箱詰めすることで、廃棄コストの低減に繋がります。

検体検査

100 μ ℓで最大13項目の検査が可能!!



体外診断用医薬品 マルチローター
届出番号
マルチローターII：22E1X80004000010
マルチローターIV：22E1X80004000011
マルチローターV：22E1X80004000012
マルチローターVI：22E1X80004000013



商品ラインアップはこちら

【アメリカABAXIS社製】

ピッコロエクスプレス

piccolo *xpress*
chemistry analyzer

生化学自動分析装置（ピッコロエクスプレス）

製造販売届出番号：14B2X00025000059

- ▶ **簡単**
→LEDパネルに数回タッチの簡単操作。
- ▶ **小さい**
→100 μ ℓの検体量で最大13項目の検査が可能。
患者様の負担を軽減。設置スペースはA5サイズ。
- ▶ **速い**
→測定時間は約12分間。測定中に別作業できるので、作業効率もUP。
- ▶ **手軽**
→重さ約5kgで持ち運び可能。あらゆる場所が検査室に。
外部電源使用もできるので、防災対策用として。

検体検査

最速 15 分で算出!!



Smart Rate 10 製造販売届出番号：14B2X00025000052



Smart Rate 20 製造販売届出番号：14B2X00025000053



Smart Rate 40 製造販売届出番号：14B2X00025000054

全自動赤血球沈降速度測定装置（Smart Rate 10/20/40）

- ▶ **通常モードに加え時短モードも搭載**
→30分値・1時間値⇒30分後、2時間値⇒60分後
従来法よりも短時間で結果が確認可能。(時短モード：2時間値⇒45分後)
- ▶ **安心安全の専用採血管**
→国内製造の完全クローズドシステムの専用真空採血管を採用。
(採血量1,28ml)
- ▶ **豊富な機能**
→バーコードリーダー内蔵。システム連携が可能。
- ▶ **用途に合わせたラインナップ**
→10検体、20検体、40検体の3種をご用意。

省スペースでカセット&スライドガラスに対応したレーザープリンタ



Smart Marker



Smart Marker UV



※Smart Marker UV→非レーザー包埋カセットにも対応。手書きカセットユーザーにおすすめ

マルチレーザープリンタ (Smart Marker/UV)

▶ インシデント対策

→レーザー印字で文字消えにも安心&耐久性も実現

▶ 省スペース&簡単操作

→PC内蔵。設置面積は約A3サイズ。スタンドアローンでの使用も可能。

▶ ホルマリン漬けカセットにも対応

→脱臭ユニット & 専用ステーでホルマリン臭も除去

▶ 多様なカセット&スライドに対応

→用途に合わせた各種ステーを用意



動画配信中!!

インシデント対策&手技の可視化・効率化!!



動画記録カメラシステム

▶ すぐに使用可能

→高性能カメラ×2台、DVR×1台、ディスプレイ×1台が標準セット
(カセット記載の小さい文字も、くっきり撮影)

▶ 長期間記録

→1日8時間の使用で6ヶ月の記録が可能
検体のトレーサビリティ確保に貢献



動画配信中!!

小型・簡単操作、短時間運転・2検体同時塗沫!!



LBC対応



卓上細胞診標本作製装置 (WisePrep Duet)

製造販売届出番号：14B2X00025000055

▶ 安定した標本作製

→専用バイアル&フィルターキットで細胞が重ならず、個人差なく、
均一した塗沫スライド標本が簡単に作成

▶ 多彩な処理に対応

→検体種別に応じた保存液や空バイアルなど
各種消耗品により柔軟な運用が可能



動画配信中!!

卓上で超音波と汎用試薬で迅速処理!!



自動固定包埋装置 (Histra-QS)

製造販売届出番号: 14B2X00025000043

▶ 固定からパラフィン浸透までの処理時間を短縮

→超音波技術を採用
カセットサイズなら3~4時間に処理時間を短縮
実験ペースに合わせた包埋作業のカスタマイズ化

▶ 省スペース & 薬液コスト削減

→家庭用オープンレンジサイズの卓上型
処理薬液は汎用試薬で対応可能

遺伝子診断

脱灰・脱脂・固定を1台で処理!!



迅速脱灰・脱脂・固定装置 (Histra-DC)

製造販売届出番号: 14B2X00025000044

▶ 脱灰・脱脂・固定の処理時間を短縮

→超音波技術を用いることで、従来法の1/2から1/6程度の時間で処理可能
(※従来法:超音波や加温無しの薬液に検体を浸漬)

▶ 多様なサイズの検体に対応

→3種類の専用容器(オプション)を用いることで、各サイズの複数検体に対応

▶ 低温処理も対応

→オプションの冷却器を接続して、低温処理も可能

体外診断薬、研究用プローブと、多彩なラインナップ



■ (体外診断用医薬品) 保険点数: 2,700点

体外診断用医薬品承認番号: 22000AMX00077000

遺伝子診断

体外診断用医薬品 ヒストラ HER2 FISHキット

▶ 鮮やかな発色

→固定時間の過不足による影響を最小限に抑えたキット

▶ 検体数に応じて選べるパッケージング



→研究用プローブは2テスト用からご用意

▶ 安心の国内生産

→静岡県の自社工場で安定生産



商品ラインアップはこちら



商品ラインアップはこちら

研究用試薬


遺伝子検出キット LBP FISH Probe

▶ 豊富なラインアップ

→全90種類以上のラインアップを取り揃えており、
カスタマイズプローブのご相談も随時承っております。
(2026年2月現在)

▶ 安定した観察

→ホルマリン固定時間の過/不足の影響を最小限に抑えた
鮮やかな発色により、安定した観察が可能です。



研究用試薬

免疫染色抗体 LBP IHC Antibody

▶ 高特異性

→LBP社抗体は、免疫組織染色用モノクローナル抗体です。

▶ 高感度

→各社自動機を使用した、腫瘍組織および正常組織のFFPE
標本での特異性・性能評価済みです。

場所を選ばない光触媒プッシュプルで作業時の曝露防止対策を!!

ハニカム整流送風装置 & 光触媒環境浄化装置

提携：株式会社エス・イー・イー


▶ 工事不要で設置可能

→ 作業スペースに置くだけで簡単に使用可能

▶ カスタマイズ使用

→ 2種の送風装置と3種の浄化装置から組み合わせ可能。

『におい』『化学物質』を光触媒で分解・除去



W451×D147×H391mm

W501×D200×H397mm



光触媒環境浄化装置 (SP-36M1-L)

提携：株式会社エス・イー・イー

▶ 工事不要で設置可能

→ 軽量コンパクト設計。

100V電源で即稼働可能

▶ ホルマリン・キシレン・洗浄液などの薬品臭気対策にも有効

→ 光触媒+UV照射による強力な除菌・脱臭力



W141.2×D154×H130mm



薬品使用者のガス曝露リスクを手軽に低減!!

卓上型ガス除去装置（どこでもドラフト™）

提携：湘南丸ハエステック株式会社

▶ 持ち運び可能

→ 軽量コンパクト設計

使用したい時に、使用したい場所に

・シングル ・ダブル ・ワイド の3機種を用意

用途に合わせて選択



重量：3.5Kg

W230×D210×H390mm

シングル



ワイド




天然ヤシ殻活性炭でキシレン臭などを吸収!!



活性炭脱臭シート (OS Pad)

- ▶ キシレン臭などを吸収
→活性炭が漏れにくい特殊構造採用で片手でセット可能
- ▶ コストパフォーマンス高め
→マッペカバーとして約30回繰り返し使用可能

ホルマリンを吸収・中和!!



ホルマリン吸収シート (ホルマパッド)

- ▶ ホルマリンを吸収・中和
→切出し中に発生する有害蒸気も吸収
- ▶ 使い勝手が良い
→検体輸送や保管場所などに合わせてカットして使用できます。

針刺しリスク軽減!!



使用動画はこちら



病理検体固定・表示ツールMZシリーズ (Bano'k 505MZ-XL)

提携:株式会社トスカパノック

- ▶ 樹脂製ピンで針刺しリスク低減
- ▶ ピストル型ツールでの軽快作業
- ▶ 作業者の負担を減らし、効率化を実現



使用動画はこちら



病理検体固定・表示ツールMZシリーズ (ESD固定用ピン)

提携:株式会社トスカパノック

- ▶ 樹脂製ピンで針刺しリスク低減
- ▶ 手でつまみやすい形状で軽快作業
- ▶ 専用の目盛付き固定ボードに簡単固定



IoNEX

Laboratory test

IoNEX
Piccolo Xpress
Smart Rate

Medical-engineering collaboration

Dialyzer sealer



Smart Rate

Pathology&Histochemistry

Smart Marker
Smart Marker UV
Camera system



Piccolo Xpress

Genetic test

FISH Probe
IHC Antibody
HER2 FISH



WisePrep Duet

Products handled

OS Pad
Forma Pad
SP-90LD16-S1/SP-180LD48-S1
SP-36M1-L
SMST-DD-HD
MZ series ...etc



Smart Marker



愛とまごころの
株式会社

常光

製造販売業 株式会社 常光

本 社 川崎市高津区宇奈根731-1

東京営業所 〒213-8588 川崎市高津区宇奈根731-1
大阪営業所 〒567-0031 大阪府茨木市春日2-3-7
名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須1-2-3-302
福岡営業所 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町3-12 やま利ビル
仙台営業所 〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野1-26-21
サービスセンター 〒213-8588 川崎市高津区宇奈根731-1
物流センター 〒439-0037 静岡県菊川市西方154

TEL(044)811-9211(代) FAX(044)811-9204
TEL(072)624-4411 FAX(072)624-4477
TEL(052)202-7202 FAX(052)202-7204
TEL(092)281-5757 FAX(092)281-5760
TEL(022)292-7170 FAX(022)292-7305
TEL(044)811-9211 FAX(044)811-9204
TEL(0537)88-7318 FAX(0537)88-7319

※掲載製品は予告なく仕様及び価格変更になる場合があります。